

ES INSTRUCCIONES DE USO

Colirio lubricante con Hialuronato de Sodio, solución al 0,2%

Composición

Hialuronato de sodio al 0,2%, glicerina, cloruro sódico, ácido bórico, tetraborato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio y agua altamente purificada.

Descripción

Xailin® Plus es un colirio lubricante con una solución de hialuronato de sodio al 0,2%, obtenida mediante síntesis biotecnológica. Gracias a sus particulares propiedades físicas viscoelásticas y a su capacidad de adherirse a la córnea, el hialuronato de sodio mejora la estabilidad de la película lagrimal y restaura el confort de la visión.

Indicaciones

Hidratación y alivio de los síntomas asociados al síndrome del ojo seco y la irritación, enrojecimiento y fatiga ocular debidos al trabajo prolongado ante el ordenador y la exposición a los factores externos, tales como viento, sol, aire seco, agua salada, humo, polvo, aire acondicionado y calefacción. Previene los síntomas de la irritación ocular provocada por el uso de lentes de contacto.

¿Para quién está indicado el colirio Xailin® Plus?

El colirio Xailin® Plus, alivio para los ojos, está indicado para adultos y niños mayores de 1 mes de edad.

¿Qué cantidad de colirio Xailin® Plus debe aplicarse?

Instilar una gota en el saco conjuntival, cuando lo necesite. El colirio Xailin® Plus puede utilizarse a diario, incluso por usuarios de todo tipo de lentes de contacto, ya que este colirio no contiene conservantes. Normalmente se instila una gota en el saco conjuntival de cada ojo entre 3 y 4 veces al día. En caso necesario, puede aplicarse con mayor frecuencia.

¿Qué cantidad de colirio Xailin® Plus debe aplicarse?

El colirio Xailin® Plus debe aplicarse únicamente de forma externa en el saco conjuntival.

1. Lávese las manos minuciosamente antes de usar el colirio.
2. Retire el tapón y aplique el colirio en el ojo. No toque la superficie del ojo con la punta del gotero.
3. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás.
4. Sostenga el frasco boca abajo (verticalmente).
5. Tire suavemente hacia abajo del párpado inferior mientras presiona el frasco y deposite una gota en el saco conjuntival.
6. Cierre los párpados y extienda la gota por la superficie del ojo moviendo el globo ocular.
7. Repita los mismos pasos en el otro ojo.
8. Tape el gotero con el tapón protector después de cada uso. Durante la aplicación, evite tocar la superficie del ojo y el párpado con la punta del gotero.
9. Tras aplicar las gotas, no enjuague la superficie del ojo con agua ni ningún otro líquido.

En qué casos está contraindicado el colirio Xailin® Plus?

- No utilizar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- Si experimenta una reacción alérgica, interrumpa su uso.
- No aplicar el colirio en caso de inflamación bacteriana, fúngica o vírica del ojo.

¿Cómo debe conservarse el colirio Xailin® Plus?

- Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Mantener alejado de las fuentes de calor.
- Conservar en un lugar seco a una temperatura entre 5 y 35 °C.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- No utilizar de forma continua durante más de 30 días desde la primera apertura ni de forma discontinua durante más de 90 días desde la primera apertura (teniendo en cuenta los días de descanso intercalados durante la aplicación).
- Desechar cualquier resto de solución sin utilizar.

Advertencias y precauciones:

- El colirio está destinado exclusivamente para uso externo.
- No utilizar si el envase está dañado.
- Evite que la punta del gotero entre en contacto con su ojo y con cualquier otra superficie, ya que podría contaminar la solución.
- Si está utilizando otras soluciones oftálmicas, espere al menos 15 minutos para aplicar el colirio Xailin® Plus.
- Este colirio debe ser el último en aplicarse.
- El uso de este producto sanitario reutilizable está limitado a un solo paciente.

Comunicación de incidentes médicos o reacciones adversas:

Si experimenta algún efecto adverso, informe a su médico, farmacéutico o enfermero.

Envase: Frasco de 10 ml en caja de cartón unitaria. Producto sanitario.
Rev. 0 04/2021

SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Kielczowska 2, 55-095 Mirków - Polonia



Distribuido por VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam - Países Bajos
info@visufarma.com

STERILE A

CE 0051

AW-00432 Rev. 0 04/2021

EN INSTRUCTION FOR USE

Lubricating eye drops with Sodium Hyaluronate 0.2% solution

Composition

Sodium hyaluronate 0.2%, glycerin, sodium chloride, boric acid, sodium tetraborate, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, highly purified water.

Description

Xailin® Plus is a lubricating eye drops with 0.2% sodium hyaluronate solution, obtained by biotechnological synthesis. Sodium hyaluronate, due to its specific physical, viscoelastic properties and the ability to adhere to the cornea, improves tear film stability and restores comfort of vision.

Indications

Moisturises and alleviates symptoms associated with dry eye syndrome and irritations, redness and eye fatigue caused by prolonged screen use, exposure to environmental factors such as wind, sun, dry air, salty water, smoke, dust, air conditioning and heating. Prevents symptoms of eye irritation caused by contact lens use.

Who are Xailin® Plus eye drops intended for?

Xailin® Plus is indicated for children over one month of age and adults.

How often should Xailin® Plus eye drops be used?

Xailin® Plus eye drops can be used daily, including with all types of contact lenses, as the drops do not contain any preservatives. It is recommended to apply one drop into the conjunctival sac of the eye 3-4 times a day. You can apply more often if needed.

How to use Xailin® Plus eye drops?

Xailin® Plus eye drops are for external use only, applied to the conjunctival sac of the eye.

1. Prior to administering the preparation wash hands thoroughly.
2. Remove the cap and apply into the conjunctival sac of the eye. Do not touch the surface of the eye with dropper tip.
3. Tilt your head back slightly.
4. Hold the bottle face down (vertically).
5. Pull your lower eyelid down slightly, pressing the bottle, squeeze one drop into the conjunctival sac.
6. Close your eyelids and spread the drop across the eye surface by blinking.
7. Repeat the same activities for the other eye.
8. Put the protective cap on the dropper after use. During application, be careful not to touch the surface of the eye and eyelid with the tip of the dropper.
9. After applying the drops, do not rinse the surface of the eye with water or any other liquid.

When Xailin® Plus eye drops are contraindicated?

- Do not use in the case of hypersensitivity to any of its components.
- If an allergic reaction occurs, discontinue use.
- Do not apply in the case of bacterial, fungal or viral inflammation of the eye.

How to store Xailin® Plus eye drops?

- Keep out of sight and reach of children.
- Keep away from sources of heat.
- Store in a dry place at a temperature of 5°C to 35°C.
- Do not use the product after the expiration date printed on the package.
- From the date of first opening, use no longer than 30 days continuously and no longer than 90 days discontinuously (taking into account several days breaks during application).
- Discard if any unused solution.

Warnings and precautions:

- The preparation is intended for external use only.
- Do not use if package is damaged.
- Never touch your eye or any other surface with the tip of the dropper, this may contaminate the solution.
- In the case of using other ophthalmic solutions wait at least 15 minutes before the application of Xailin® Tears eye drops.
- The preparation should be administered last.
- The reusable medical device should be used by one patient.

Reporting medical incidents or adverse reactions:

If you get any side effects, please tell your doctor, pharmacist or nurse.

Package: Bottle of 10ml in carton unit box. Medical device.

Rev. 0 04/2021

SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Kielczowska 2, 55-095 Mirków - Poland



Distributed by VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam - Netherlands
info@visufarma.com

STERILE A

CE 0051

AW-00432 Rev. 0 04/2021