

VisuEVO® Wipes

TOALLITAS OFTÁLMICAS

ES

28 toallitas estériles desechables para el tratamiento de la zona periocular en niños y adultos.

INDICACIONES:

VISUEVO® WIPES está indicado para el tratamiento tópico de los párpados y las pestañas en adultos y niños, incluso en presencia de secreciones producidas por alergias, inflamación y/o infecciones, como blefaritis y blefaroconjuntivitis de diversos tipos. Su uso está especialmente indicado para el tratamiento previo o posterior a la cirugía oftálmica. También se recomienda VISUEVO® WIPES para el tratamiento diario de la zona periocular en individuos con predisposición a la blefaritis y blefaroconjuntivitis de diversos tipos. Debido a su especial composición, también es apto para usuarios de lentes de contacto.

PROPIEDADES:

Todos los componentes de VISUEVO® WIPES están orientados a lograr un tratamiento óptimo, respetando plenamente la fisiología particular de la zona periocular, especialmente delicada y sensible. El producto es capaz de proporcionar un tratamiento preciso mediante la eliminación mecánica de secreciones, cuerpos extraños, polvo, etc.

COMPOSICIÓN:

Toallita suave empapada en la siguiente solución: agua, hialuronato de sodio, extracto de Euphrasia officinalis, extracto de Chamomilla recutita, glicirrizato de amonio, propilenglicol, alcohol fenetílico, cloruro de sodio, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, aceite de ricino PEG-40, polisorbato 20, aminoácidos de cocoílo de sodio y trigo, perfume, bicarbonato de sodio, etilhexilglicerina.

INSTRUCCIONES DE USO:

Tras lavarse bien las manos, abrir el sobre y sacar la toallita. Aplicar la toallita en la zona de los párpados, frotándolos con delicadeza para lograr una limpieza adecuada y retirar las secreciones oculares y cualquier otro tipo de depósito (esmog, partículas atmosféricas, polvo, etc.). Si hay secreciones especialmente persistentes u oclusión de un conducto lagrimal, se recomienda calentar el sobre cerrado durante unos minutos en agua tibia (aprox.

40 °C) y luego utilizar la toallita como una compresa caliente, masajeando delicadamente la zona. Por otro lado, en caso de inflamación, se recomienda enfriar el sobre en el frigorífico durante varias horas y luego aplicar la toallita abierta sobre el ojo durante varios minutos, como si fuera una compresa fría.

ADVERTENCIAS:

La esterilidad del producto solo está garantizada si el sobre está intacto. La toallita es desechable. La reutilización puede propagar posibles infecciones. Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso externo. Suspender el tratamiento en caso de irritación o hipersensibilidad evidente al producto. En caso de infección, no utilizar la misma toallita para los dos ojos. Desechable. Lea atentamente las instrucciones. Cualquier incidente grave relacionado con este producto sanitario debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se produjera el incidente.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

 **Promeia Italia Srl**
MIND Viale Decumano, 36 - 20157 Milán (MI), Italia
www.promeia.com
 **VISUfarma B.V.**
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Países Bajos

CE 0425



Rev.1 07/2024

AW-00704_1

VisuEVO® Wipes

OPHTHALMIC WIPES

EN

28 disposable sterile wipes for periocular treatment in children and adults.

INDICATIONS:

VISUEVO® WIPES is indicated for topical treatment of the eyelids and eyelashes for both adults and children, even in the presence of secretions resulting from allergies, inflammation and/or infections, such as blepharitis and blepharoconjunctivitis of various kinds. Its use is particularly indicated for the pre-and/or post-ophthalmic surgery treatment. VISUEVO® WIPES is also recommended for daily treatment of the periocular area in individuals who have a predisposition for the occurrence of blepharitis and blepharoconjunctivitis of various kinds. Due to its peculiar composition, is also suitable for contact lens wearers.

PROPERTIES:

All components of VISUEVO® WIPES are useful to obtain optimal treatment, while fully respecting the particular physiology of the periocular area, which is particularly delicate and sensitive. The product is capable of providing accurate treatment, by mechanical removal of secretions, foreign bodies, dust, etc.

COMPOSITION:

Soft wipe, soaked in the following solution: Aqua, Sodium hyaluronate, Euphrasia officinalis extract, Chamomilla recutita extract, Ammonium glycyrrhizate, Propylene glycol, Phenethyl alcohol, Sodium chloride, PEG-40 hydrogenated castor oil, PEG-40 castor oil, Polysorbate 20, Sodium cocoyl wheat amino acids, Aroma, Sodium bicarbonate, Ethylhexylglycerin.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Having cleaned your hands carefully, open the sachet and extract the wipe. Apply the wipe to the eyelid area, wiping it delicately to allow for adequate cleansing, removal of ocular secretions, and any other types of deposit (smog, airborne particles, dust, etc.). In the case of particularly persistent secretions or the occlusion of a tear duct, it is advisable to warm the closed sachet for a few minutes in lukewarm water (approx. 40 °C) and then use the wipe as a hot compress, massaging the area delicately.

On the other hand, in case of phlogosis, it is advisable to cool the sachet in the refrigerator for a few hours and then apply the open wipe to the eye, keeping it in place for a few minutes as a cold compress.

WARNINGS:

Product sterility is guaranteed only if the sachet is intact. The wipe is disposable. Reusing it may spread infection. Keep in a cool and dry place. Keep out of reach of children. For external use. Discontinue treatment in the case of evident irritation or hypersensitivity to the product. In case of infection do not use the same wipe for both eyes. Disposable. Read instructions carefully. Any serious incident related to the medical device that we supply must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member state where it occurred.

 **Promeia Italia Srl**
MIND Viale Decumano, 36 - 20157 Milano (MI), Italy
www.promeia.com
 **VISUfarma B.V.**
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Netherlands

CE 0425



AW-00704_1 Rev.0.09/2024