

Xailin®

Gel

Carbomer 0.2%

BEFEUCHTENDES AUGENGEL

CARBOMER 0,2%

10g TUBE

BESCHREIBUNG

Carbomer-Gel ist eine viskose und hypotonische Lösung von 0,2 % Carbomer 980. Carbomer-Gel hat hervorragende mukoadhäsive Eigenschaften und befeuchtet das Auge, indem es die Hornhaut- und Bindehautoberfläche gleichmäßig benetzt.

VERWENDUNG

Zur Verwendung als befeuchtendes Augengel zur Linderung von Symptomen wie Trockenheit, Beschwerden, Sandkorngefühl und leichten Reizungen, die durch trockene Augen verursacht werden.

JEDES GRAMM ENTHÄLT

Carbomer 980 2,0 mg, Cetrimid 0,1 mg, Sorbitol 40,0 mg, Natriumhydroxid 0,84 mg, Wasser für Injektionszwecke q.s.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Anwendung gründlich die Hände waschen. Entfernen Sie die Kappe von der Tube, indem Sie die Lasche der Manipulationssicherung an der Kappe anheben und die Manschette abziehen. Neigen Sie den Kopf zurück und ziehen Sie das untere Augenlid nach unten, um eine Tasche zu bilden. Halten Sie die Tube senkrecht, mit der Spitze nach unten, und drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen, bis sich ein Tropfen an der Spitze der Tube bildet. Geben Sie diesen Tropfen in Ihr Auge, ohne das Auge mit der Spitze der Tube zu berühren. Blinzeln Sie zwei- bis dreimal, um das Gel gleichmäßig auf dem Auge zu verteilen, und wischen Sie überschüssiges Gel von den Augenlidern ab. Verschließen Sie die Tube und achten Sie darauf, dass Sie die Spitze der Tube nicht mit einer Oberfläche (auch nicht mit den Fingern) berühren.

Ein Tropfen des Produkts wird 3-4-mal täglich oder nach Bedarf in das betroffene Auge bzw. die betroffenen Augen geträufelt, je nachdem, wie stark die Beschwerden und die Linderung sind. Die Behandlungsdauer kann nach Rücksprache mit einem Arzt über 30 Tage hinaus verlängert werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN, WARNHINWEISE UND GEGENANZEIGEN

- Nicht verwenden, wenn die Tube oder das Sicherheitsiegel beschädigt sind.
- Beim Einträufeln des Produkts keine Kontaktlinsen tragen.
- Nach dem Einträufeln mindestens 30 Minuten bis zum erneuten Einsetzen der Kontaktlinsen vergehen lassen.

- Bei zusätzlicher lokaler Anwendung am Auge soll zwischen der Anwendung der beiden Produkte ein Abstand von mindestens 5 Minuten liegen, wobei Carbomer-Gel das letzte Produkt sein soll, das eingeträufelt wird.
- Berühren Sie das Auge oder eine andere Oberfläche nicht mit der Spitze der Tube, um eine Verletzung am Auge oder eine Kontamination des Produkts zu vermeiden.
- Setzen Sie den Deckel (Kappe) nach dem Gebrauch der Tube vorsichtig wieder auf; drehen Sie den Deckel nicht zu fest zu.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Gelegentlich wurde über leichtes, vorübergehendes Brennen, klebrige Augenlider und verschwommenes Sehen nach dem Einträufeln des Gels berichtet.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Unter 30 °C lagern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder 30 Tage nach dem ersten Öffnen.
- Wenn sich das Problem nicht innerhalb von 2 Tagen verbessert oder zu irgendeinem Zeitpunkt verschlimmert, suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Wenn das Problem länger als 30 Tage andauert, suchen Sie Ihren Arzt auf.

HERSTELLER:

Blumont Healthcare Ltd.

23 Moortown Close, Grantham,
NG31 9GG Vereinigtes Königreich
www.blumonthhealthcare.com

VISUfarma
the eye health company

VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL
info@visufarma.com

STERILE A

CE 0546

