



BEFEUCHTENDE AUGENSALBE KONSERVIERUNGSMITTELFREI

GEBRAUCHSANWEISUNG

Es ist wichtig, dass Sie diese Packungsbeilage sorgfältig lesen, bevor Sie Xailin® Night befeuchtende Augensalbe anwenden. Die angegebenen Informationen fassen die wichtigsten Punkte zum Produkt zusammen. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

WAS IST XAILIN® NIGHT?

Xailin® Night befeuchtende Augensalbe ist eine cremefarbene bis blassgelbe, konservierungsmittelfreie weiche Salbe für mehrere Dosen.

VERWENDUNG

Xailin® Night ist eine weiche Salbe, die sich leicht verteilen lässt und die Augenoberfläche befeuchtet. Sie verbessert den Tränenfilm und lindert somit brennende, schmerzende, gereizte und trockenen Augen.

ZUSAMMENSETZUNG

Weiße Vaseline 57,3 % m/m; dickflüssiges Parafin 42,5 % m/m; Wollwachsalkohole 0,2 % m/m.

WANN SOLLTE SIE ANGEWENDET WERDEN?

Xailin® Night befeuchtende Augensalbe wird zum Befeuchten und zum Schutz Ihrer Augen bei bestimmten Augenbeschwerden sowie während oder nach einer Operation angewendet.

ART DER ANWENDUNG

- Vor der Anwendung die Hände waschen.
- Ziehen Sie das untere Augenlid des betroffenen Auges vorsichtig nach unten und tragen Sie die Salbe in einer dünnen Linie auf das Augeninnere auf.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für das andere Auge.
- Wiederholen Sie diese Behandlung so oft wie nötig oder wie von Ihrem Arzt verordnet.
- Um eine Kontamination zu vermeiden, berühren Sie keine Oberflächen (auch nicht Ihr Auge) mit der Spitze des Behältnisses.
- Um Verletzungen des Auges zu vermeiden, sollte die Tubenspitze während der Anwendung des Produkts nicht mit dem Auge in Berührung kommen.
- Es gibt keine Altersbeschränkung für die Verwendung von Xailin® Night befeuchtende Augensalbe.
- Wenn Sie gleichzeitig andere Arzneimittel für die Augenpartie anwenden, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie die befeuchtende Augensalbe auftragen.
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um überschüssige Salbe von den Augenlidern abzuwischen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur zur äußeren Anwendung.
- Kappe nach Gebrauch wieder aufsetzen.
- Nicht zusammen mit Kontaktlinsen verwenden.

- Teilen Sie Xailin® Night befeuchtende Augensalbe nicht mit anderen Personen.
- Xailin® Night befeuchtende Augensalbe kann nach der Anwendung vorübergehend zu leichtem Brennen und/oder verschwommenem Sehen führen. Warten Sie bis Ihre Sicht klar ist, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- Übermäßiger Gebrauch von Xailin® Night kann verschwommenes Sehen, Augeninfektionen, Reizungen und Gewebeschäden verursachen.
- Das Produkt nach dem auf der Packung angegebenen oder auf der Tube selbst aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Xailin® Night befeuchtende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Gynäkologen, Augenarzt oder Hausarzt, um die Sicherheit während der Schwangerschaft, Stillzeit und der Anwendung bei Kindern zu gewährleisten.
- Nur zur äußeren Anwendung am Auge, nicht schlucken.

NICHT VERWENDEN,

wenn Sie allergisch gegen Wollwachsalkohole oder einen der sonstigen Bestandteile von Xailin® Night sind.

NEBENWIRKUNGEN

- Die Langzeitanwendung von Wollwachsalkoholen kann allergische oder Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.
- Längere Kontaktzeiten können zu Schleimhautreizungen führen.

LAGERUNG

- Zwischen 1 °C und 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Entsorgen Sie den Inhalt einen Monat nach dem ersten Öffnen.
- Das Produkt unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Entsorgen Sie die gebrauchte Tube gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

VERFÜGBARE PACKUNGSGRÖSSEN

3,5 g und 5 g (Möglicherweise sind nicht alle Packungsgrößen auf dem Markt erhältlich).

HERSTELLER:

Brassica Pharma Pvt. Ltd.

Plot No. T-68, T-68 (PT), T-63, MIDC, Tarapur, Boisar (W), Thane 401502, Maharashtra State, Indien
Email: info@brassicapharma.com

VISUfarma
the eye health company

VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL
info@visufarma.com

STERILE A CE 2803